

«Бекитемин»

Азиз Абдыкеримов атындагы
орта мектебинин директору

Насирова Э.А.

2022-жыл



Физика кабинетинде техникалык коопсуздук эрежелери

1. Мугалимдин көрсөтмөсүн так аткаруу;
2. Жумуш орундарын мугалимдин уруксатысыз таштап кетпөө;
3. Материалдарды, приборлорду, куралдарды иш столуна мугалимдин көрсөтмөсү менен ирээттүү коюу;
4. Ишке киришуудөн мурда анын маанисин, аткаруу иретин терең окуп уйрөнүү;
5. Электр чынжырын чогултууда же андагы приборлорду алмаштырууда, ондоого чынжырды ток булагынан ажыратуу;
6. Тапшырмага керек болбогон приборлорго тийбөө;
7. Мугалимдин уруксатысыз ток булагына туташтырбоо;
8. Өткөргүчтөрдүн толук изоляцияланганына көңүл буруу. Электр чынжырын чогултууда өткөргүчтөрдүн клеммаларын пайдалануу;
9. Байкоодо жана изилдөө, электр чынжыры менен иштөө өтө тыкан болуу;
10. Конденсаторго электр чынжырын ажыратканда да тийбөө керек, разряддоо керек;
11. Электр приборлорунда чыңалуу байкалса, дароо мугалимге кабарлоо;
12. Ишти аткарып бүткөндөн кийин, ток булагынан ажыратып, анан электр чынжырын жыйноо.

Кабинет жетекчиси:

Чечейбаева Айзада Сабышовна

“Бекитемин”

Азис Абдыкеримов атындагы

орто мектебинин директору

Насирова Э.А.

2022-жыл



Химия кабинетинде техникалык коопсуздук эрежелери

1. Химиялык заттарды **кол менен кармоого, даамын тагууга болбойт;**
2. Заттарда кандайдыр бир жыт чыкканы байкалса, **аны бетке жакын кармап жыттоого болбойт. Себеби дем алуу органын дүүлүктүрүшү мүмкүн;**
3. Мугалимдин уруксатысыз белгисиз элементтерди кармабоо **керек;**
4. Тажрыйба жүргүзүүдө химиялык заттан **аз дозасын пайдалануу;**
5. Айрыкча щелочтуу кислоталар менен иштесе сак болуу;
6. Эгер кокусунан кийимге, колго кислота **же** щелоч тийсе тезинен суу менен жууп салуу;
7. Ар дайым таза лабораториялык **идиш** колдонуу;
8. Заттардын калдыгын кайра таза зат салынган идишке кошпоо;
9. Газ жылыткыч, спиртовка **жана** электр жылыткыч менен иштөөдө төмөнкү эрежелерди **сактоо керек:** - газ жылыткыч менен иштөөдө биринчи ширеңкени күйгүзүл, **андан соң** газды акырын ачуу керек, - күйүп турган спиртовка менен экинчи спиртовканы күйгүзүүгө болбойт. Себеби спирт төгүлүп кетип **чоң** жалын пайда болушу ыктымал;

Кабинет жетекчиси:

Султанова Жазгүл